

SI-BASE ABUTMENTS

Quelles sont les variantes de SI-BASE disponibles ?

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE PILIERS EN TITANE

La gamme SI-BASE de Southern ajoute de la polyvalence à l'arsenal du clinicien en offrant une gamme complète de piliers en titane personnalisables.


Cheminée de 8 mm de hauteur

Marquage au laser à 4,5 et 6 mm pour faciliter la modification de la cheminée en fonction de la hauteur de la couronne.



Anodisation jaune pour l'esthétique

Permet de réduire la brillance du pilier dans les restaurations les plus délicates.



Engaging et non-engaging

Restaurations unitaires et multiples.

Hauteurs du col

3 hauteurs de cols différentes permettant un profil tissulaire idéal pour une meilleure émergence.


1.5 mm, 3 mm and 5 mm (et 0 mm dans la gamme IT uniquement)

Diamètres de la plateforme

2 largeurs de plateforme de restauration : étroites (dans les hauteurs de col de 0 mm, 1,5 mm et 3 mm) et larges (dans les hauteurs de col de 3 mm et 5 mm) pour mieux soutenir l'émergence des couronnes.

Flux de travail SIDigital


Les piliers SI-BASE sont compatibles avec les flux de travail numériques :



Note : Le « N » dans le code produit indique une variante non-engaging.

Efficiencie

Grâce aux multiples variations, les cliniciens peuvent sélectionner le pilier idéal nécessitant le moins de modification possible.



SI-BASE Abutments

TRI-NEX®					
Diamètre de l'interface de connexion de l'implant	Hauteur de col (mm)	Plateforme de restauration		Vis de rétention	Indications
		Etroite	Large		
TRI-NEX 35	1.5	SIB-EL-35-43C1.5 SIB-NL-35-43C1.5		TS-L-18	Toutes les régions de la bouche
	3	SIB-EL-35-43C3 SIB-NL-35-43C3	SIB-EL-35-48C3 SIB-NL-35-48C3		
	5		SIB-EL-35-48C5 SIB-NL-35-48C5		
TRI-NEX 43	1.5	SIB-EL-43-45C1.5 SIB-NL-43-45C1.5		TS-L-20	Toutes les régions de la bouche
	3	SIB-EL-43-45C3 SIB-NL-43-45C3	SIB-EL-43-55C3 SIB-NL-43-55C3		
	5		SIB-EL-43-55C5 SIB-NL-43-55C5		
TRI-NEX 50	1.5	SIB-EL-50-55C1.5 SIB-NL-50-55C1.5		TS-L-20	Toutes les régions de la bouche
	3	SIB-EL-50-55C3 SIB-NL-50-55C3	SIB-EL-50-65C3 SIB-NL-50-65C3		
	5		SIB-EL-50-65C5 SIB-NL-50-65C5		
TRI-NEX 60	1.5	SIB-EL-60-65C1.5 SIB-NL-60-65C1.5		TS-L-20	Toutes les régions de la bouche
	3	SIB-EL-60-65C3 SIB-NL-60-65C3	SIB-EL-60-75C3 SIB-NL-60-75C3		

Deep Conical (DC)

Diamètre de l'interface de connexion de l'implant	Hauteur de col (mm)	Plateforme de restauration		Vis de rétention	Indications
		Etroite	Large		
DC3	1.5	SIB-DC3-40C1.5 SIB-NDC3-40C1.5		TS-DC3-14	Incisives latérales du maxillaire et de la mandibulaire et incisive centrale de la mandibulaire
	3	SIB-DC3-40C3 SIB-NDC3-40C3	SIB-DC3-45C3 SIB-NDC3-45C3		
	5		SIB-DC3-45C5 SIB-NDC3-45C5		
DC4	1.5	SIB-DC4-43C1.5 SIB-NDC4-43C1.5		TS-DC4-16	Toutes les régions de la bouche
	3	SIB-DC4-43C3 SIB-NDC4-43C3	SIB-DC4-48C3 SIB-NDC4-48C3		
	5		SIB-DC4-48C5 SIB-NDC4-48C5		
DC5	1.5	SIB-DC5-55C1.5 SIB-NDC5-55C1.5		TS-DC5-20	Toutes les régions de la bouche
	3	SIB-DC5-55C3 SIB-NDC5-55C3	SIB-DC5-65C3 SIB-NDC5-65C3		
	5		SIB-DC5-65C5 SIB-NDC5-65C5		

Compact Conical Abutments (TMC)

Diamètre de l'interface de connexion de l'implant	Hauteur de col (mm)	Plateforme de restauration		Vis de rétention	Indications
		Code article	Diamètre de la plateforme		
Ø4.8	1	SIB-TMC1	Ø5.2	1 Series screw	Toutes les régions de la bouche
Ø6.0	1	SIB-TMCW1	Ø6.4	1 Series screw	Toutes les régions de la bouche

SI-BASE Abutments

External Hex					
Diamètre de l'interface de connexion de l'implant	Hauteur de col (mm)	Plateforme de restauration		Vis de rétention	Indications
		Etroite	Large		
Ø3.0 (Piccolo (IP))	1.5	SIB-EX-30-40C1.5 SIB-NX-30-40C1.5		TS-P-16	Incisives latérales du maxillaire et de la mandibulaire et incisive centrale de la mandibulaire
	3	SIB-EX-30-40C3 SIB-NX-30-40C3	SIB-EX-30-45C3 SIB-NX-30-45C3		
	5		SIB-EX-30-45C5 SIB-NX-30-45C5		
Ø3.25 (IBN)	1.5	SIB-EX-34-43C1.5 SIB-NX-34-43C1.5		3 Series screws	Incisives centrales et latérales du maxillaire et de la mandibulaire
	3	SIB-EX-34-43C3 SIB-NX-34-43C3	SIB-EX-34-48C3 SIB-NX-34-48C3		
	5		SIB-EX-34-48C5 SIB-NX-34-48C5		
Ø4.0 (IB)	1.5	SIB-EX-40-50C1.5 SIB-NX-40-50C1.5		3 Series screws	Toutes les régions de la bouche
	3	SIB-EX-40-50C3 SIB-NX-40-50C3	SIB-EX-40-55C3 SIB-NX-40-55C3		
	5		SIB-EX-40-55C5 SIB-NX-40-55C5		
Ø5.0 (BA)	1.5	SIB-EX-50-55C1.5 SIB-NX-50-55C1.5		3 Series screws	Toutes les régions de la bouche
	3	SIB-EX-50-55C3 SIB-NX-50-55C3	SIB-EX-50-65C3 SIB-NX-50-65C3		
	5		SIB-EX-50-65C5 SIB-NX-50-65C5		
Ø6.0 (BBB)	1.5	SIB-EX-60-65C1.5 SIB-NX-60-65C1.5		3 Series screws	Toutes les régions de la bouche
	3	SIB-EX-60-65C3 SIB-NX-60-65C3	SIB-EX-60-75C3 SIB-NX-60-75C3		
	5		SIB-EX-60-75C5 SIB-NX-60-75C5		
Ø7.0 (MAX 9)	1.5	SIB-EX-70-75C1.5 SIB-NX-70-75C1.5		3 Series screws	Toutes les régions de la bouche
	3	SIB-EX-70-75C3 SIB-NX-70-75C3	SIB-EX-70-80C3 SIB-NX-70-80C3		
	5		SIB-EX-70-80C5 SIB-NX-70-80C5		

Internal Octagon (IT)

Diamètre de l'interface de connexion de l'implant	Hauteur de col (mm)	Plateforme de restauration		Vis de rétention	Indications
		Etroite	Large		
ITC3 ITC4/ITT4 ITC5/ITT5 MAXIT7	0	SIB-ITS-48 SIB-ITSNE-48		TSIT2	Toutes les régions de la bouche
	1.5	SIB-ITS-55C1.5 SIB-ITSNE-55C1.5	SIB-ITS-60C1.5 SIB-ITSNE-60C1.5		
	3	SIB-ITS-55C3 SIB-ITSNE-55C3			
ITC6-5/ITT6-5 ITT6 MAXIT8 MAXIT9	0	SIB-IT6-65 SIB-IT6NE-65		TSIT2	Toutes les régions de la bouche
	1.5		SIB-IT6-75C1.5 SIB-IT6NE-75C1.5		

SI-BASE Abutments

Internal Hex (M-Series & PROVATA®)

Diamètre de l'interface de connexion de l'implant	Hauteur de col (mm)	Plateforme de restauration		Vis de rétention	Indications
		Etroite	Large		
PRO3	1.5	SIB-3M-40C1.5 SIB-3NM-40C1.5		TS-Z-16	Incisives latérales et centrales du maxillaire et de la mandibule
	3	SIB-3M-40C3 SIB-3NM-40C3	SIB-3M-45C3 SIB-3NM-45C3		
	5		SIB-3M-45C5 SIB-3NM-45C5		
PRO4 PRO5 PROMAX6 IM-T37 IM-T43 IM-T50	1.5	SIB-M-43C1.5 SIB-NM-43C1.5		TS-Z-18	Toutes les régions de la bouche
	3	SIB-M-43C3 SIB-NM-43C3	SIB-M-48C3 SIB-NM-48C3		
	5		SIB-M-48C5 SIB-NM-48C5		
PRO5 PROMAX6 IM-T50 (platform matched)	1.5	SIB-M-PM-48C1.5		TS-Z-18	Toutes les régions de la bouche
	3	SIB-M-PM-48C3	SIB-M-PM-55C3		
	5		SIB-M-PM-55C5		
MSC-PRO6 PROMAX7/8/9	1.5	SIB-Z-65C1.5 SIB-NZ-65C1.5		TS-Z-18	Toutes les régions de la bouche
	3	SIB-Z-65C3 SIB-NZ-65C3	SIB-Z-75C3 SIB-NZ-75C3		
	5		SIB-Z-75C5 SIB-NZ-75C5		
PROMAX8/9 (platform matched)	3		SIB-Z-PM-75C3	TS-Z-18	Toutes les régions de la bouche
	5		SIB-Z-PM-75C5		

Single Platform

Diamètre de l'interface de connexion de l'implant	Hauteur de col (mm)	Plateforme de restauration		Vis de rétention	Indications
		Etroite	Large		
SP35 SP40 SP50	1.5	SIB-SP-43C1.5 SIB-NSP-43C1.5		TS-SP-16	Toutes les régions de la bouche
	3	SIB-SP-43C3 SIB-NSP-43C3	SIB-SP-48C3 SIB-NSP-48C3		
	5		SIB-SP-48C5 SIB-NSP-48C5		
SP50	1.5	SIB-SP-55-PM-C1.5		TS-SP-16	Toutes les régions de la bouche
	3	SIB-SP-55-PM-C3	SIB-SP-65-PM-C3		
	5		SIB-SP-65-PM-C5		



Filiales

Australia
Southern Implants Australia
T: +61-2-8076-9337
E: info@southernimplants.com.au

Spain and Portugal
Southern Implants Ibérica
T: +34 935 053 507
E: info@southernimplants.com.es

United Kingdom and Ireland
Southern Implants UK
T: +44-20-8899-6845 / 6 / 7
E: info@southernimplants.com.uk

USA and Canada
Southern Implants North America Inc.
T: +1-561-472-0990
E: customercare@southernimplants.com

South Africa - Headquarters 1 Albert Road, Irene, RSA
T: +27-12-667-1046 | E: info@southernimplants.com

EC REP
Southern Implants Europe AB Holmgatan 30, S-791 71, Falun, Sweden
E: ecrep@southernimplants.com

Les implants Southern Implants sont distribués dans le monde entier.
Veuillez consulter le site southernimplants.com pour obtenir la liste des distributeurs.
Pour obtenir la gamme complète et la plus récente des produits Southern Implant,
visitez notre bibliothèque de ressources actuelles sur southernimplants.com.

CAT-6008-00



SI-BASE Abutments

La polyvalence des piliers redéfinie

